

HOSPITAL BED


SAIKANG/

Manual 2 Functions
เตียงมือหมุน 2 ไท้,ราวสไลด์ รับน้ำหนักได้
200 กก. แผ่นรองเตียงเป็นเหล็ก



Manual 2 Functions
[K2K]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย
- เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกขาขึ้นก่อน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย



SAIKANG/

Manual 3 Functions
เตียงมือหมุน 3 ไท้,ราวสไลด์ รับน้ำหนัก
ได้ 200 กก.มีกันชน และที่กระชับฟูก
แผ่นเตียงวัสดุ PP ทอดได้



Manual 3 Functions
[V3K]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย
- เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกขาขึ้นก่อน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย




SAIKANG/

Manual 3 Functions
เตียงมือหมุน 3 ไท้,ราวปีกนก รับน้ำหนัก
ได้ 200 กก.แผ่นรองเตียงเป็นพลาสติก PP
4ตอน ทอดทำความสะอาดได้



Manual 3 Functions
[V3V]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย
- เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกขาขึ้นก่อน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย



SAIKANG/

Manual 3 Functions
เตียงมือหมุน 3 ไท้,ราวสไลด์ แบบใหม่
หัวท้ายหนา รับน้ำหนักได้ 250 กก.



Manual 3 Functions
[D3W]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย
- เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกขาขึ้นก่อน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย



HOSPITAL BED

SAIKANG/

Electric 3 Functions
เตียงไฟฟ้า 3 ไอร์ รวสไลด์ รับน้ำหนักได้
200 กก. แผ่นรองเตียงเป็นพลาสติก
PP 4ตอน ถอดทำความสะอาดได้



Electric 3 Functions
[V6K]



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย - เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกราวกันขึ้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

SAIKANG/

Electric 3 Functions
เตียงไฟฟ้า 3 ไอร์ รวปีกนก รับน้ำหนัก
ได้ 250 กก. แผ่นรองเตียงเป็นพลาสติก
PP 4ตอน ถอดทำความสะอาดได้



Electric 3 Functions
[V6V]



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย - เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกราวกันขึ้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

SAIKANG/

Electric 5 Functions
เตียงไฟฟ้า 5 ไอร์ รวปีกนก รับน้ำหนัก
250 กก. มีโหมดCPRแบบแมนนวลและปุ่มกด



Electric 5 Functions
[Y8T8Y]



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย - เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกราวกันขึ้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย